


DE720-2A 實驗組－磁性燈泡插座 E10，
實物大小：160x120x45mm




- 採用教室中普遍之綠色板面。
- 電路符號與連結器標示清楚。
- 組件採用黃、白色等，與綠色板面對比清楚的顏色。
- 軌道等採用隱密式設計。
- 儀表顯示清晰。

NTL新系統

可提供您做磁學、電學、電子、光學等方面多達300個實驗。
簡單、快速又安全。

NTL新系統
終於完成了
趕快來試試

- 在教室中可快速組立的物理實驗。
- 簡單明瞭的實驗組合方式。
- 電路清晰不易混淆。
- 組合裝置不和實驗組件混淆。
- 所有組件均可獨立運作，完全符合安全標準。
- 實驗裝置可整齊收納於盒中。



燈泡非歐姆電阻。



電學實驗：LDR 電阻。

Panel (實驗面板)

示範型教學實驗面板組

DS103-1A (價格: 12600)

- 專用底座: 長度 500mm。
- 展示面板: 一面綠色, 一面白色, 尺寸: 900 × 610mm。
- 面板支架: 一對, 長度 600mm, 含固定磁鐵。
- 附件: 螺絲及墊, 可固定於厚度 50mm 以內的桌面。



圖

水平



示範型教學實驗軌道組

DS100-1A (價格: 81900)

- 總軌道: 含固定磁鐵, 長 2000mm, 含 4 個。
- 旋轉軌道: 含固定磁鐵, 長 235mm。
- 調整螺絲架: 2 個。
- 垂直軌道支架: 長 150mm。
- 水平軌道支架: 150mm。
- 滑輪固定座, 高 34mm, 4 個。
- 垂直軌道支架, 高 103mm。
- 水平軌道支架, 高 103mm。
- 滑輪固定座, 高 70mm, 2 個。
- 站立軌道, 長 110mm。
- 站立軌道, 長 325mm。
- 站立軌道, 長 500mm。
- 站立管, 高 46mm。
- 有孔站立管, 高 46mm。
- 有螺絲的支撐, 長 60mm。
- 驅動皮帶, 一條 3 條。
- 可動齒輪。
- 滑輪固定座上的軸承。
- 驅動滑輪, 直徑 160mm。
- 定軸承。
- 叉栓。
- 螺絲叉栓。
- 插栓式螺絲固定座, 2 個。
- 孔式螺絲固定座。

Set




立軌組 setDS100-1A
不僅是電學實驗組,
也是力學與熱學實驗
組。



向心力圖

編號	名稱	規	格	單價
NK-1117	示範型電學實驗組	零件盒尺寸約160x120x45mm，零件符號標示印刷線條7mm寬以上，電路符號與連接器標示清楚，零件採用黃、白色等綠色黑板對比清楚的顏色。 背面附有強力磁鐵可吸附於黑板上，零件可收藏於收納箱中。 零件盒明細如下：	2只 2只 2只 1只 1只 1只 1只 1只 1只 2只 1只 1只 1只 2只 2只 1只 1只 1只 1只 1只 2只 1只 1只 4只 5只	



NTL **InnoSYSTEM**

Experiment and Apparatus Catalogue

PHYSICS


- Magnetism
- Electricity
- Electronics
- Optics
- Power Supplies
- Measuring Instruments

easy to assemble • vertical or horizontal • well-ordered

simple • fast • safe



31 Smoothing rectified current



33 Bistable multivibrator



32 Bridge circuit



34 Discharging a capacitor




35 Bridge circuit



35 Capacitor prevents base current



27 Timer



28 Capacitor bans DC current



29 Capacitor in AC current



30 One-way rectification